


DECKEL

Auf dem Kopf stehend an Rückseite angesetzt

# DISPOSABLE MEDICAL 3-PLY FACE MASK MEDIZINISCHE EINMAL-OP-MASKE 3-LAGIG, MIT ELASTISCHEN OHRSCHLAUFEN

- Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII Verordnung (EU) 2017/745
- Bakterielle Filterleistung BFE ≥98% gem. DIN EN 14683:2019-10, Typ II
- Mund-Nasen-Schutz, nicht steril
- Eingearbeiteter und einstellbarer Nasenbügel
- Latexfrei

REF WLM2002  
50 Stück - blau



Rückseite & linke Seite

# DISPOSABLE MEDICAL 3-PLY FACE MASK MEDIZINISCHE EINMAL-OP-MASKE 3-LAGIG, MIT ELASTISCHEN OHRSCHLAUFEN

- Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII Verordnung (EU) 2017/745
- Bakterielle Filterleistung BFE ≥98% gem. DIN EN 14683:2019-10, Typ II
- Mund-Nasen-Schutz, nicht steril
- Eingearbeiteter und einstellbarer Nasenbügel
- Latexfrei

REF WLM2002  
50 Stück - blau



# DISPOSABLE MEDICAL 3-PLY FACE MASK MEDIZINISCHE EINMAL-OP-MASKE 3-LAGIG, MIT ELASTISCHEN OHRSCHLAUFEN

Größe: 17.5 x 9.5 cm • Stil: mit elastischen Ohrschlaufen

REF WLM2002 LOT 2020050146  
01.05.2020 30.04.2023

Hubei Wanli Protective Products Co., LTD  
Yianshi, Ganhe Town, Xiantao City, Hubei Province, China

EC REP SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24  
1076DE Amsterdam, Netherlands

IMPORTEUR BARIT Kunstharz-BELAGSTECHNIK GmbH  
Eckenerstr. 5, 73730 Esslingen, Deutschland  
Gebrauchsanleitung & Konformitätserklärung  
unter [www.barit.de/Reinraum](http://www.barit.de/Reinraum)

Front & rechte Seite

# DISPOSABLE MEDICAL 3-PLY FACE MASK MEDIZINISCHE EINMAL-OP-MASKE 3-LAGIG, MIT ELASTISCHEN OHRSCHLAUFEN

- Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang VIII Verordnung (EU) 2017/745
- Bakterielle Filterleistung BFE ≥98% gem. DIN EN 14683:2019-10, Typ II
- Mund-Nasen-Schutz, nicht steril
- Eingearbeiteter und einstellbarer Nasenbügel
- Latexfrei

REF WLM2002  
50 Stück - blau



1 Ziehen Sie die Ohrschlaufen über Ihre Ohren und stellen Sie sicher, dass die Maske Nase und Kinn vollständig bedeckt.



2 Drücken Sie die Maske entlang des Nasenbügels fest, um sicherzugehen, dass sie wirklich gut sitzt.



3 Sorgen Sie durch Feststreichen dafür, dass die Maske den Mund-Nase-Bereich gut abdeckt.



Das Produkt ist nicht waschbar, bietet keinen sicheren Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, durch die Kontamination mit Erregern nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Dieser Mund-Nasen-Schutz ist keine PSA im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425. Das Tragen kann zu erhöhtem Ein- und Ausatemwiderstand führen sowie eine zusätzliche Belastung bzw. Gefährdung je nach gesundheitlicher Konstitution darstellen.